

انکوباتور شیکردار آزمایشگاهی AZONAX سری AZ-SI



۱ سال گارانتی

۱۰ سال خدمات پس از فروش

☆☆☆

تلرانس دما ± 0.5

دارای مخزن داخلی استیل

قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر

دارای درب شیشه‌ای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب

تنظیم دما در مدل یخچال دار از -5 تا $+70$ درجه سانتیگراد

حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)

تنظیم دما در مدل معمولی از 5 درجه بالاتر از محیط تا $+70$ درجه سانتیگراد

در ظرفیت‌های 75 ، 100 ، 140 و 200 لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش گزاری می‌باشند)

مشخصات فنی