

انکوباتور شیکردار یخچالدار آزمایشگاهی AZONAX سری AZ-RSI



تلرانس دما  $\pm 0.5$   
 قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر  
 دارای مخزن داخلی STAINLESS STEEL  
 دارای درب شیشه‌ای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب  
 تنظیم دما در مدل یخچال دار از ۵- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد  
 حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)  
 تنظیم دما در مدل معمولی از ۵ درجه بالاتر از محیط تا ۷۰+ درجه سانتیگراد  
 در ظرفیت‌های ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش گزاری می‌باشند)