

الکهای آزمایشگاهی با فریم ۸ اینچ
الکهای آزمایشگاهی با فریم و توری استینلس استیل به قطر ۸ اینچ



ASTM E11

EN 933-1, 933-2

BS 882, 812:103.1

الکهای آزمایشگاهی آزمون با فریم و توری استینلس استیل و با کیفیت بالا تولید می‌شود.

کد : SO 100 الکهای آزمایشگاهی با بدنه استیل با فریم ۸" – سری ۱۵ عددی

جدول مربوط الڪ آزمائشگاہی با فریم ۸ اینچ

Aperture size (mm)	Mesh No.	Code
0.037	400	SO 151
0.045	325	SO 150
0.053	270	SO 149
0.063	230	SO 148
0.075	200	SO 147
0.09	170	SO 146
0.106	140	SO 145
0.125	120	SO 144
0.15	100	SO 143
0.18	80	SO 142
0.212	70	SO 141
0.25	60	SO 140
0.3	50	SO 139
0.355	45	SO 138

0.42	40	SO 137
0.5	35	SO 136
0.6	30	SO 135
0.71	25	SO 134
0.84	20	SO 133
1	18	SO 132
1.2	16	SO 131
1.4	14	SO 130
1.7	12	SO 129
2	10	SO 128
2.36	8	SO 127
2.8	7	SO 126
3.35	6	SO 125
4	5	SO 124
4.75	4	SO 123
6.35	1/4	SO 121
8	5/16	SO 117
9.51	3/8	SO 118

11.2	7/16	SO 115
12.7	1/2	SO 116
16	5/8	SO 114
19	3/4	SO 113
22.6	7/8	SO 112
25.4	1	SO 111
31.5	1, 1/4	SO 109
38.1	1, 1/2	SO 108
44.8	1, 3/4	SO 107
50.8	2	SO 106
63.5	2, 1/2	SO 104
76.2	3	SO 103
89	3, 1/2	SO 102
101.6	4	SO 101
126	5	–
Washing sieve		SO 154
Cap		SO 153
Pan		SO 152

