

PCR workstation

دستگاه PCR workstation : PWN-۲۰۰ ✓

اندازه خارجی: H:۶۰۰ D:۴۵۰ L:۶۰۰ میلیمتر ✓

استریل: لامپ UV-C ۱۵ وات ✓

جنس بدنه: استیل و درب محافظ UV تاشوی دو مرحله ای ✓

روشنایی: مهتاب ۱۵ وات ✓

تایمر: ۹۹۹-۱ دقیقه دیجیتال به همراه نمایشگر سون سگمنت ✓

تجهیزات: پایه سمپلر ۴ تایی و طبقه متحرک - پرینز داخلی ✓

دریچه دبلر ۳۳۳۳ سانتیمتر ✓

هشدار پایان استریل ✓

سنسور قطع UV هنگام باز شدن درب ✓

وزن: ۱۰ کیلو گرم ✓

تغذیه: ۲۲۰ ولت ✓

توان مصرفی: ۳۵ وات ✓