

پارامترهای فنی

مدل AZ/HM970
اندازه خارجی (WxDxH): 1240x800x2200 mm
اندازه داخلی (WxDxH): 1020x670x730 mm
ارتفاع سطح کار: 850mm
حداکثر میزان باز شدن شیشه جلو: 500mm
سرعت باد: 0.3 ~ 0.8 m/s
صدا: ≤ 60dB
مجرای اگزاست: Φ 300 mm
فن: سرعت قابل تنظیم
لامپ LED: 8Wx1
لامپ UV: 253 n.m
شیشه جلو: لمینت (دوجداره 6mm)
مصرف: 400W/5A
منبع تغذیه: 220/24V.5A
متریال خارجی: ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
متریال داخلی: ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
متریال میز کار: رزین فنولیک مقاوم در برابر مواد شیمیایی
لوازم جانبی استاندارد: شیر آب، شیر گاز، کاپ سینک، پریز برق 2 x
لوازم جانبی اختیاری: فیلتر کربن فعال، شیرآلات اضافی مورد نظر
وزن ناخالص: 317 kg