

پارامترهای فنی

مدل AZ/MC950
اندازه خارجی (WxDxH): 650x560x700mm
اندازه داخلی (WxDxH): 580x540x370mm
نمایشگر: LED
سرعت جریان هوا: 0.3 ~ 0.5 m/s \geq 0.5m/s
متریال بدنه اصلی: ورق فولادی با پوشش رنگ پودری
متریال سطح کار: استنلس استیل 304 ضد زنگ
پیش فیلتر: نمد(فیبر) پلی استر
فیلتر: Hepa (99.997)
صدا: \leq 60dB
شیشه جلو: دستی، شیشه ضد UV به ضخامت 5 mm
روشنایی: لامپ 8Wx 1 LED
لامپ UV: 8Wx1
میزان مصرف: 100W
منبع تغذیه: AC220V/12V
مصرف: 500W/5A
لوازم جانبی استاندارد: لامپ LED ، لامپ UV 1 x
وزن بدنه: 56 kg