

پارامترهای فنی

Horizontal Laminar flow Cabinet	مدل AZ/LM980
اندازه خارجی (WxDxH):	1200x800x1800mm
اندازه داخلی (WxDxH):	1100x550x650mm
ارتفاع سطح کار:	850mm
سرعت جریان هوا:	0.25 ± 0.33 m/s
فیلتر:	Hepa(99.997)x2
صدا:	≤ 65dB
پریز:	500Wx2
نمایشگر:	LCD
لامپ UV:	30W.253.07nm
روشنایی لامپ LED:	8W
شدت نور:	≥ 1000 Lux
مصرف:	500W/5A
منبع تغذیه:	AC220V/24V.5A
متریال خارجی:	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
متریال داخلی:	استنلس استیل 304 ضد زنگ
سیستم جریان هوا:	افقی
آلارم‌های صوتی و تصویری:	زمان تعویض فیلتر، زمان تعویض لامپ UV، تاخیر روشن شدن لامپ UV جهت محافظت کاربر
وزن بدنه:	80 kg
وزن پایه:	36kg