

پارامترهای فنی

مدل AZ/H940
اندازه خارجی (WxDxH): 1000x750x1900 mm
اندازه داخلی (WxDxH): 970x600x800 mm
ارتفاع سطح کار: 900mm
حداکثر میزان باز شدن شیشه جلو: 550mm
فن: پره‌ای معمولی
مجرای اگزاست: ϕ 150 mm
صدا: \leq 60dB
لامپ LED: 4Wx1
شیشه جلو: شیشه به ضخامت 5mm، وزنه تعادلی
مصرف: 300W/5A
متریال بدنه: MDF ملامینه
متریال میز کار: سرامیک ضد اسید
لوازم جانبی استاندارد: کاپ سینک، شیرآب، شیر گاز، پریز برق 1 x
وزن بدنه: 80kg
وزن پایه: 30kg