

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی هوشمند سری AZ-RI



۱ سال گارانتی
۱۰ سال خدمات پس از فروش
☆☆☆

دارای فن سیرکوله
دارای ترموستات دیجیتال
مخزن داخلی از جنس استیل
دارای دو درب شیشه‌ای و فلزی
دارای میکروکنترلر هوشمند PID
عایق‌بندی از پشم سنگ درجه یک
دقت دمایی ± 0.5 درجه سانتی‌گراد
دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
دارای فن خنک‌کننده موتور و کندانسور
محدوده دمایی -10 تا $+60$ درجه سانتی‌گراد

دارای تایمر دیجیتال ۹۹۰ دقیقه‌ای و قابلیت تنظیم دستگاه در حالت دائم کار
در ظرفیت‌های ۵۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش‌گذاری می‌باشند)

انکوباتور شیکردار یخچالدار آزمایشگاهی AZONAX سری AZ-RSI



تلرانس دما ± 0.5
قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
دارای مخزن داخلی STAINLESS STEEL
دارای درب شیشه‌ای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب
تنظیم دما در مدل یخچال دار از ۵- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)
تنظیم دما در مدل معمولی از ۵ درجه بالاتر از محیط تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
در ظرفیت‌های ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش گذاری می‌باشند)