

▶ Horizontal Tube Furnaces



ATE1100L-50H55SR

- کوره تیوبی افقی دو نیمه باز شونده با سیستم چرخان
- ناحیه حرارتی ۵۵ سانتی متر و قطر لوله پذیری ۵ سانتی متر
- Horizontal Split tube furnace with a rotating system



ATE1100L-50H30S

- کوره تیوبی افقی دو نیمه باز شونده
- ناحیه حرارتی ۳۰ سانتی متر و قطر لوله پذیری ۵ سانتی متر
- Horizontal Split tube furnace without a rotating system

- دمای کارکرد ۱۱۰۰ درجه تشعشعی با المنتهای اسپیرال کروم آلومل کانثال سوئد
- PID کنترلر قابل برنامه ریزی از سریال PC با قابلیت های ویژه
- راندمان حرارتی بالا با استفاده از بردهای سرامیک با دمای کارکرد ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد
- کنترلر ثانوی on/off جهت حفاظت دما با قطع اضطراری (police)
- شمای ظاهری مناسب با پوشش رنگ الکترواستاتیک

- Working temperature 1100°C with Cr-Al Swedish Kanthal heater
- PID controller with special features programmable of PC series
- High thermal efficiency with using 1400°C ceramic fiber board
- Extra on/off controller with emergency shutdown
- Good appearance with electrostatic-paint coating