

بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار AZONAX سری AZ-WNB



۱ سال گارانتی

۱۰ سال خدمات پس از فروش



مشخصات فنی

تولرانس دما $± 0.5$ / درجه سانتیگراد
سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)
قابلیت تنظیم دما از ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
مخزن و درب دستگاه از جنس استیل ۳۰۴ بدنه بیرونی از جنس گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک
دارای سیستم هشدار بدین صورت که اگر افزایش دما بیشتر از یک درجه شود دستگاه هشدار داده و به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود

بن ماری جوش ۸ خانه ترموستاتیک سری AZONAX AZ-WTB



۱ سال گارانتی
۱۰ سال خدمات پس از فروش
☆☆☆

دارای ۸ سری درب حلقوی ۴ تکه
قابل تنظیم از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

بن ماری شیکردار AZONAX سری AZ-WSB



۱ سال گارانتی

۱۰ سال خدمات پس از فروش



سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)
 تolerانس دما ± 0.5 / ± 0.5 درجه سانتیگراد
 قابلیت تنظیم شیکر از ۷۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه
 دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴
 دارای سیستم هشدار ± 1 درجه از دمای تنظیمی
 قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد

مشخصات فنی