

شیکر روتاتور آنالوگ
سری AZ-ASR



شیکر روتاتور آنالوگ
سری AZ-ASE



توزیع یکنواخت حرکت
دارای موتور آلمانی با گیربکس
دارای ۴ بازوی ارلن گیر (شیکر ارلن)
جنس بدنه از فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
قابلیت تنظیم سرعت حرکت از حدود ۶۰ تا ۲۰۰ دور
قابلیت استفاده دائم کار در صورت استفاده بیش از ۱۵ دقیقه
صفحه متحرک با یک لایه لاستیکی غیر لغزنده و قابل شستشو پوشانده شده است.

قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
دارای تایمر ۱۵ دقیقه‌ای و کلید دائم کار
قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی (بر حسب سفارش)

مشخصات فنی

مشخصات فنی