

انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند AZONAX سری AZ-1



دارای ترموستات دیجیتال
در دو نمونه ساده و فن دار
مخزن داخلی از جنس استیل
دارای دو درب شیشه‌ای و فلزی
دارای میکروکنترلر هوشمند PID
عایق‌بندی از پشم سنگ درجه یک
دقت دمایی ± 0.5 درجه سانتی‌گراد
دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

تنظیم دما از ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد
دارای تایمر دیجیتال ۹۹۰ دقیقه‌ای و قابلیت تنظیم دستگاه در حالت دائم کار
در ظرفیت‌های ۳۵، ۵۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش‌گذاری می‌باشند)

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی هوشمند سری AZ-RI



دارای فن سیرکوله

دارای ترموستات دیجیتال

مخزن داخلی از جنس استیل

دارای دو درب شیشه‌ای و فلزی

دارای میکروکنترلر هوشمند PID

عایق‌بندی از پشم سنگ درجه یک

دقت دمایی ± 0.5 درجه سانتی‌گراد

دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

دارای فن خنک‌کننده موتور و کندانسور

محدوده دمایی -10 تا $+60$ درجه سانتی‌گراد

دارای تایمر دیجیتال ۹۹۰ دقیقه‌ای و قابلیت تنظیم دستگاه در حالت دائم کار

در ظرفیت‌های ۵۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش‌گذاری می‌باشند)

انکوباتور شیکردار یخچالدار آزمایشگاهی AZONAX سری AZ-RSI



تلرانس دما ± 0.5
 قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
 دارای مخزن داخلی STAINLESS STEEL
 دارای درب شیشه‌ای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب
 تنظیم دما در مدل یخچال دار از ۵- تا +۷۰ درجه سانتیگراد
 حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)
 تنظیم دما در مدل معمولی از ۵ درجه بالاتر از محیط تا +۷۰ درجه سانتیگراد
 در ظرفیت‌های ۷۵، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش گزاری می‌باشند)

انکوباتور شیکردار آزمایشگاهی AZONAX سری AZ-SI



۱ سال گارانتی

۱۰ سال خدمات پس از فروش



تلرانس دما ± 0.5

دارای مخزن داخلی استیل

قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر

دارای درب شیشه‌ای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب

تنظیم دما در مدل یخچال دار از -5 تا $+70$ درجه سانتیگراد

حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)

تنظیم دما در مدل معمولی از 5 درجه بالاتر از محیط تا $+70$ درجه سانتیگراد

در ظرفیت‌های 75 ، 100 ، 140 و 200 لیتری (ظرفیت‌های بالاتر قابل سفارش گزاری می‌باشند)

مشخصات فنی