

پارامترهای فنی

مدل AZ/HF930
اندازه خارجی (WxDxH): 1210x800x2200mm
اندازه داخلی (WxDxH): 1180x600x1000mm
ارتفاع سطح کار: 900mm
حداکثر میزان بازشدن شیشه جلو: 650mm
فن: 2800 Rpm (تک دور)
مجرای اگزاست: Φ 150 mm
صدا: $\leq 60dB$
لامپ LED: 8Wx1
شیشه جلو: شیشه به ضخامت 5mm، وزنه تعادلی
مصرف: 400W/5A
متریال بدنه: PVC مقاوم در برابر اسید و آب
متریال میز کار: سرامیک ضد اسید
لوازم جانبی استاندارد: کاپ سینک، شیرآب، شیر گاز، پریز برق 2 x، مجهز به سیستم بافل برای کشیدن گازهای سنگین
وزن بدنه: 170kg
وزن پایه: 50kg