

انواع شیکر پلاکت

- شیکر پلاکت Platelet shaker
- آژیتاتور پلاکت Platelet Agitator

اینکوباتور پلاکت خون دستگامی است آزمایشگاهی که در آزمایشگاههای انتقال خون و بانک خون بیمارستانها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهت نگهداری و پژوهش پلاکت خون مورد استفاده قرار میگیرد و در دو نوع سبکی و آژیتاتور برای بارگذاری پلاکت تولید می گردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :

- دستگاه دارای کنترل حرارت و برودت و تایمر دیجیتالی می باشد.
- جداره داخلی دستگاه با ورق استینلس استیل و جداره بیرونی با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی ساخته شده است.
- این دستگاه از سیستم گردش هوای داخل محفظه جهت یکنواخت شدن دما در تمامی زوایا برخوردار می باشد.
- طبقات دستگاه ، نوع (آژیتاتور) متحرک می باشد.
- درب و بدنه دستگاه از عایق بندی بسیار مناسب جهت حفظ دمای داخل محفظه برخوردار می باشد
- دارای آلارم پایان کار پروسه می باشد.

آژیتاتور پلاکت



مشخصات فنی

نام دستگاه	مدل (کد)	ابعاد خارجی، طول (سانتی متر)	ابعاد داخلی، عرض، طول (سانتی متر)	وزن (کیلوگرم)	ولتاژ (ولت)	فرکانس (هرتز)	توان (وات)	جریان (آمپر)	ظرفیت (کیسه)	زمان (دقیقه)	محدوده حرارتی (درجه سانتیگراد)
اتوپلاکت	A.M30	۱۰۵-۷۰-۱۰۹	۹۰-۵۰-۵۰	۱۳۵	۲۲۰	۵۰	۱۰۰۰	۴/۵	۴۸	قابل برنامه ریزی	محیط تا ۲۰۰



شیکر پلاکت

- اینکوباتور معمولی و هوشمند در سایزهای مختلف Incubator
- اینکوباتور شیکردار Shaker Incubator
- اینکوباتور یخچالدار Cool & Hot Incubator
- اینکوباتور یخچالدار شیکردار Cool & Hot Shaker Incubator

از اینکوباتورها جهت کشت باکتری و دیگر امور آزمایشگاهی در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به دو گونه قابل برنامه ریزی (هوشمند) و معمولی عرضه می‌گردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی
- محفظه داخلی از جنس استینلس استیل
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- درب شیشه ای داخلی
- سیستم گردش هوا، برای یکنواختی تمام زوایای داخلی محفظه
- دارای سیستم محافظ که در صورت اشکال در سیستم کنترلر، دستگاه را خاموش میکند تا آسیبی به نمونه و دستگاه وارد نگردد
- شیکر چرخشی ، خطی یا الکلنگی طبق درخواست مشتری
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف حرکت
- سیستم ضد برافک
- کمپرسور دانفوس آلمان برای اینکوباتورهای یخچالدار
- شروع کار مجدد خودکار پس از قطع برق
- دقت دما، ۱/۰ ± درجه سانتیگراد
- دارای تایمر قابل تنظیم
- دارای کنترلر دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم (برای دستگاه های معمولی) ، شیب و ۱۲ حافظه قابل تنظیم (برای دستگاه های قابل برنامه ریزی) جهت استفاده در دما و زمان های مختلف



مشخصات فنی

نام دستگاه	مدل (کد)	ابعاد خارجی ارتفاع، عرض، طول (سانتیمتر)	ابعاد داخلی ارتفاع، عرض، طول (سانتیمتر)	وزن (کیلوگرم)	ولتاژ (ولت)	فرکانس (هرتز)	توان (وات)	جریان (آمپر)	ظرفیت (لیتر)	محدوده حرارتی (درجه سانتیگراد)
۲۵ لیتری معمولی	25L	۵۷۰×۴۴۰×۵۴	۲۹۰×۳۱۰×۲۹	۳۰	۲۲۰	۵۰	۳۰۰	۱/۳۶	۲۵	محیط تا ۷۰
۵۵ لیتری هوشمند	55 L.M	۵۷۰×۴۹۰×۶۸	۴۲۰×۳۱۰×۴۲	۳۷	۲۲۰	۵۰	۳۰۰	۱/۳۶	۵۵	محیط تا ۷۰
۸۵ لیتری معمولی	L 85	۶۷۰×۴۹۰×۷۸	۵۲۰×۳۱۰×۵۲	۴۷	۲۲۰	۵۰	۴۰۰	۱/۸۲	۸۵	محیط تا ۷۰
۱۰۰ لیتری هوشمند	100L.M	۷۲۰×۴۹۰×۸۴	۵۷۰×۳۱۰×۵۷	۵۶	۲۲۰	۵۰	۶۰۰	۲/۷۳	۱۰۰	محیط تا ۷۰
شیکردار	A.R82	۵۸۰×۴۹۰×۶۶	۳۹۰×۳۸۰×۳۹	۴۰	۲۲۰	۵۰	۳۰۰	۱/۳۶	۵۵	محیط تا ۷۰
یخچالدار	A.J24	۶۲۰×۶۰۰×۸۲	۴۸۰×۳۵۰×۳۵	۷۵	۲۲۰	۵۰	۳۰۰	۱/۳۶	۵۵	۳۰- تا ۷۰
یخچالدار شیکردار	A.J27	۶۲۰×۶۰۰×۹۲	۴۸۰×۳۵۰×۳۵	۸۰	۲۲۰	۵۰	۳۰۰	۱/۳۶	۵۵	۳۰- تا ۷۰
سفارشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-